

Patch Transdermico "X-Col"



xaura
global

Sistema terapeutico transdermico (TTS)

Permette ai componenti attivi di salute di essere integrati nel corpo attraverso la pelle.


Ingredienti naturali :

- Collagene di tipo 1-2
- Acido ialuronico
- Spirulina platensis
- Cheratina idrolizzata
- Miele di acacia
- Vitamina C, Vitamina E
- Aloe Vera
- B5

Come applicarlo:

- Pulire e asciugare la zona dove si vuole applicare il cerotto
- Aprire la busta e prendere un cerotto
- Rimuovere tutto l'adesivo sul retro
- Applicare il cerotto direttamente sulla pelle

***Lavare le mani con acqua e sapone dopo averlo applicato



xaura
global

Benefici di X-col :

il **collagene** fornisce supporto strutturale ai tessuti e svolge ruoli importanti nei processi cellulari.

il **collagene** aiuta la formazione dei fibroblasti nel derma, che aiuta la crescita di nuove cellule e svolge un ruolo nella sostituzione delle cellule morte della pelle.

il **collagene** dona struttura, forza ed elasticità alla pelle.

l'**acido ialuronico** svolge un ruolo fondamentale nel processo di guarigione delle ferite.

l'**aloe vera** ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e supporta la rigenerazione delle cellule della pelle.

l'**acido ialuronico** riduce le rughe e le linee sottili, aumenta l'idratazione della pelle e migliora l'elasticità cutanea.

xaura
global

www.xauranetwork.it

x new life team
Italy

Descrizione del prodotto

X-Col è un patch transdermico formulato per supportare la salute della pelle, dei tessuti connettivi e delle articolazioni attraverso una combinazione avanzata di collagene, acido ialuronico, vitamine e attivi naturali. La sua formulazione è pensata per migliorare elasticità, idratazione, tono cutaneo e rigenerazione cellulare, offrendo un supporto sia estetico sia funzionale. È particolarmente utile per chi desidera contrastare i segni dell'età, migliorare la compattezza della pelle, sostenere tendini e cartilagini e favorire il recupero in caso di irritazioni cutanee.

Ingredienti principali

- Collagene di tipo I e II
- Acido ialuronico
- Spirulina platensis
- Cheratina idrolizzata
- Miele di acacia
- Vitamina C
- Vitamina E
- Aloe vera
- Vitamina B5

Caratteristiche note degli ingredienti

Collagene di tipo I e II

- Il collagene di tipo I sostiene struttura, elasticità e compattezza della pelle.
- Il collagene di tipo II è fondamentale per cartilagini, tendini e articolazioni.
- Favoriscono rigenerazione, tono e resistenza dei tessuti.

Acido ialuronico

- Molecola chiave per l'idratazione profonda.
- Riduce rughe e linee sottili.
- Migliora elasticità e turgore cutaneo.
- Supporta i processi di riparazione della pelle.

Spirulina platensis

- Ricca di proteine, vitamine e antiossidanti.
- Supporta nutrimento cellulare e rigenerazione dei tessuti.

Cheratina idrolizzata

- Proteina strutturale che rinforza pelle, unghie e capelli.
- Favorisce resistenza e compattezza.

Miele di acacia

- Proprietà lenitive e idratanti.
- Aiuta a calmare irritazioni e arrossamenti.

Vitamina C

- Essenziale per la sintesi del collagene.
- Potente antiossidante che protegge la pelle dallo stress ossidativo.
- Favorisce luminosità e uniformità del tono.

Vitamina E

- Antiossidante che protegge dai radicali liberi.
- Supporta elasticità e idratazione.

Aloe vera

- Proprietà lenitive, antinfiammatorie e rigeneranti.
- Utile in caso di dermatiti, orticaria, psoriasi e irritazioni.

Vitamina B5

- Favorisce la rigenerazione cutanea.
- Supporta idratazione e morbidezza della pelle.

Benefici attesi (uso cosmetico/topico)

- **Miglioramento dell'elasticità e della compattezza della pelle**, utile per collo, contorno occhi e zone che tendono a cedere.
- **Supporto alla rigenerazione cutanea**, ideale per irritazioni, dermatiti, orticaria e psoriasi.
- **Riduzione di rughe e linee sottili**, grazie a collagene e acido ialuronico.
- **Azione antiossidante profonda**, utile per contrastare l'invecchiamento cutaneo.
- **Supporto a tendini, cartilagini e articolazioni**, grazie al collagene di tipo II.
- **Utile in caso di dolori articolari**, epicondilite, spalla dolorosa, soprattutto se abbinato al patch per il dolore e alla tormalina.
- **Idratazione intensa e duratura**, con aloe, miele e vitamine.
- **Pelle più tonica, luminosa e uniforme**.

Modalità di applicazione – Patch Transdermico

- **Quando applicarlo:** Una volta al giorno, preferibilmente al mattino o alla sera.
- **Dove applicarlo:**
 - **Collo e décolleté** per migliorare tono e compattezza.
 - **Contorno occhi** (zone laterali, non direttamente sulla palpebra).
 - **Articolazioni** (spalla, gomito, ginocchio) per supporto a tendini e cartilagini.
 - **Zone cutanee irritate** per favorire rigenerazione e sollievo.
- **Come applicarlo:**
 - Pulire e asciugare la zona.
 - Rimuovere la pellicola protettiva.
 - Applicare il patch esercitando una leggera pressione.
 - Lasciare in posa per l'intera giornata.

- **Consigli utili:**

- Alternare la zona di applicazione.
- Per un effetto estetico potenziato, abbinare a una routine di idratazione.
- Per supporto articolare, combinare con patch per il dolore e tormalina.

Avvertenze

Prodotto per uso esterno. Non applicare su pelle lesa o irritata. In caso di arrossamenti o reazioni cutanee, rimuovere il Patch. Non sostituisce trattamenti medici. In presenza di patologie o terapie in corso, consultare un professionista sanitario.

Nota per i distributori

Utilizzare esclusivamente informazioni conformi all'etichettatura ufficiale del produttore. Evitare qualsiasi riferimento a proprietà terapeutiche o alla cura di patologie, in conformità alle normative vigenti.